

LOS DIAMANTES SON EL MEJOR AMIGO DE UN DENTISTA

Ajuste. Termine. Pula.

BruxZir™

ADJUSTMENT & POLISHING

**Nuevo &
Mejorado**



\$1,500
pesos
Precio de
Lista

Beneficios

- Ajuste las restauraciones sin crear microfracturas
- Elimine suavemente las irregularidades de la superficie y ayude a prevenir las manchas
- Dos NUEVOS pulidores que crean rápidamente un brillo natural y potente

*Incrustado con una alta concentración de finos diamantes
diseñados para un uso seguro y eficaz en la zirconia*

FRESAS DE AJUSTE BRUXZIR

Utilice siempre una ligera presión con agua y aire en spray cuando ajuste las restauraciones BruxZir para evitar microfracturas.



Se utiliza una **fresa redonda** para ajustar una fosa.



Una **fresa cónica** es más eficaz para ajustar las cúspides o los contactos proximales.



Una **fresa con forma de balón de fútbol** es más eficaz para ajustar las superficies oclusales de los dientes posteriores y las superficies linguales de los dientes anteriores.

COPAS DE PULIDO BRUXZIR



Utilizando una ligera presión y sin agua, comience el prepulido con la copa verde para eliminar las abrasiones dejadas por los diamantes durante los ajustes. La copa verde también puede emplearse sola para realizar pequeños ajustes si no desea usar un diamante.



Continúe con el prepulido con **la copa marrón** hasta que adquiera un aspecto más brillante en las zonas de ajuste.



Utiliza **la copa blanca** con una presión de ligera a media para conseguir un alto brillo "húmedo".

DISCOS DE PULIDO BRUXZIR



El disco marrón elimina los defectos superficiales. Utilícelo en movimientos circulares a 7,000-10,000 RPM para realizar pequeños ajustes en las superficies oclusales sin afectar a la anatomía.



El disco pulidor azul es ideal para las zonas de difícil acceso. Utilice una presión de ligera a media a 7,000-10,000 RPM para conseguir un acabado natural y brillante en tan solo 20 segundos.

¡Hable con un representante de Glidewell para ordenar su kit de pulido el día de hoy!



800-212-9080

mail@glidewell dental.mx

mx.glidewell dental.com